

EUROGUM HDH

COMPOSITION

Vinyle HDH polysiloxane
Hydrogène-siloxane
Dioxyde de silicium amorphe
Pigments
Silice micronisée hydrophile

PROPRIETES

	EUROGUM 0 EUROGUM 1	EUROGUM 2 EUROGUM 3 EUROGUM 4	EUROGUM 0 Rapide EUROGUM 3 Rapide
Temps de malaxage	35 sec.	automatique	35 sec. Automatique
Temps de travail	1 mn. 30 sec.	2 mn. 20 sec.	1 mn. 10 sec.
Temps de prise en bouche	4 mn.	4 mn.	2 mn.

INDICATIONS

Double-mélange (en un temps)
EUROGUM 1 + EUROGUM 3

Wash-technique (en deux temps)
EUROGUM 0 puis EUROGUM 4

Empreinte monophasé et prothèse adjointe
EUROGUM 2

Empreinte en prothèse totale adjointe
EUROGUM 1 pour le joint périphérique
EUROGUM 2 pour l'empreinte fonctionnelle
EUROGUM 4 pour le rebasage

REMARQUE

Utiliser de préférence un porte-empreinte démontable du Dr. JOUVIN pour garantir une bonne rétention du matériau, ou enduire un porte-empreinte du commerce avec un adhésif (ex. SILFIX) qui doit être mis 3 mn. avant son utilisation. La vitesse de prise étant fonction de la température ambiante, EUROGUM durcit en 7 minutes à 23°C et en 4 minutes à température buccale. Un matériau conservé au réfrigérateur aura un temps de travail et de prise allongés.

MODE D'EMPLOI EUROGUM 0 et 1 Prélever une quantité égale de pâte A et B avec les cuillères de prélèvement, sans les interchanger, et mélanger à la main jusqu'à l'obtention d'une teinte uniforme.

EUROGUM 2-3-4

Retirer le bouchon de la double-seringue pour placer un embout mélangeur (avec ou sans embout intra-oral). Positionner la double-seringue sur l'injecteur (ex. Automix II) Presser la gâchette de l'injecteur en s'assurant que les deux composants progressent ensemble dans l'embout mélangeur; Injecter le mélange homogène dans le porte-empreinte et directement sur et autour de la (les) préparation (s) Positionner le porte-empreinte en bouche et le maintenir pendant 2 mn. 20 sec. Avant de la retirer, vérifier que le produit est ferme, élastique et non collant. Rincer l'empreinte sous l'eau froide, puis la sécher avec un jet d'air sec.

CONSEIL D'UTILISATION

Laisser l'embout mélangeur sur la double-seringue après chaque prise d'empreinte. Les embouts mélangeurs d'EUROGUM 2 sont spécifiques à la consistance médium Ne pas les confondre avec ceux d'EUROGUM 3 et 4 qui eux, sont adaptés à une consistance light. La qualité de certains gants latex peut inhiber la prise du matériau à empreinte.

CONSERVATION

Stocker dans un local sec et frais, en dessous de 25°C.