




Cavitron® JET-Fresh™



AVANT

Poudre à base de **bicarbonate de sodium** – Sensible à l'humidité occasionnant des bouchages multiples - Particules à angles vifs et agressives pour les tissus mous et durs.



JET-Fresh

Poudre Cavitron JET-Fresh **sans** bicarbonate de sodium - Pas de dépôts dus à l'humidité, **pas de bouchage** des circuits – Efficacité accrue.

Caractéristiques	Avantages
Absence de bicarbonate de sodium	Pas de sensibilité à l'humidité Pas de bouchage des circuits Sécurité pour les patients en traitement « sans sel »
Particules arrondis	Respect des tissus durs et mous
Goût mentholé	Confort du patient

Code 130002V : Boite de 6 flacons de 369 g