

# Megalloy<sup>®</sup> EZ

Amalgame sphérique  
non Gamma 2



**Nouvelle capsule  
encore plus sûre.**

DENTSPLY

# Megalloy<sup>®</sup> EZ

Capsule auto activée

## Capsule "sécurisée" auto activée


- ▶ Pour obtenir une qualité du mélange parfaite et toujours identique.
- ▶ Pour supprimer toutes manipulations avant et après la trituration.

## Consistance "crémeuse"

- ▶ Pour une meilleure condensation.
- ▶ Pour une meilleur adaptation marginale.

## Prise en "Snap set"

- ▶ Pour un long temps de travail : 3 minutes
- ▶ Pour des résistances immédiates




## Excellentes propriétés physiques

- ▶ Pour des restaurations à long terme

Résistances à la compression élevées au bout d'une heure pour éviter les fractures des crêtes

	argent	étain	cuivre	mercure	capsule auto activée	changement dimension	Creep statique	résistance compression	
								1hr	24hrs
Megalloy EZ	58%	28%	14%	43%	oui	-6,3µ/cm	<0,1%	234mpa	535mpa
X	59%	28%	13%	43%	oui	-6,0µ/cm	<0,1%	255mpa	493mpa



Référence :  
66003004FSI

66003014FSI

66003005FSI

66003015FSI

66003006FSI

66003016FSI

Description :

Megalloy EZ Boite de 50 capsules N°1  
Prise normale - capsule de 400 mg d'amalgame

Megalloy EZ Boite de 250 capsules N°1  
Prise normale - capsule de 400 mg d'amalgame

Megalloy EZ Boite de 50 capsules N°2  
Prise normale - capsule de 600 mg d'amalgame

Megalloy EZ Boite de 250 capsules N°2  
Prise normale - capsule de 600 mg d'amalgame

Megalloy EZ Boite de 50 capsules N°3  
Prise normale - capsule de 800 mg d'amalgame

Megalloy EZ Boite de 250 capsules N°3