


# DENTSPLY

INNOVE




## Uni-Grip™

### Le 1<sup>er</sup> porte-captur **tout en 1**




# 1 Geste simple

- Uni-Grip **s'adapte parfaitement** à votre capteur numérique, quelle que soit sa taille et sa marque.
- **Auto-collant**, Uni-Grip se fixe d'un geste rapide et simple à votre capteur.
- Les **languettes de maintien auto-collantes** assurent la stabilité du système.




# 1 Code couleur

- L' **embout buccal mobile** se positionne en fonction de votre cliché : antérieur, postérieur, rétro-coronaire.
- Vous identifiez aisément les positions grâce au **code couleur**.
- Un **angulateur unique** vous permet de réaliser tous les types de clichés, grâce aux 3 positions de l'anneau de visée et ses repères colorés.



# 1 Par patient

- **Pas de changement de porte-capteur** et d'angulateur entre deux clichés
- **Un seul angulateur** à autoclaver et à stocker
- **Uni-Grip** est **jeté** après chaque patient
- Les **gaines de protection fournies** vous garantissent l'asepsie



Références :  
R550050 : 50 Uni-Grip + 50 gaines de protection  
R550100 : angulateur (1 bras et 1 anneau)