

Enhance™

Concept original de polissage des composites et des compomères



Le disque Enhance est conseillé pour la finition des surfaces vestibulaires.



La pointe Enhance s'utilise particulièrement sur les faces linguales et palatines.



La cupule Enhance est l'instrument idéal de finition pour les bords gingivaux



Le polissage final s'effectue avec les instruments Pogo ou les cupules en mousse Enhance et les pâtes à polir Prisma Gloss et Prisma Gloss X fine

DENTSPLY

Source d'inspiration et d'action