

Efficacité de filtration sur 3H		<i>Soins</i>	<i>Chirurgie</i>
	Bactérienne in VIVO	99,5% pour 4 μ	99,9% pour 3 μ
	Bactérienne in VITRO	97,8% pour 5,8 μ	97,8 pour 2,8 μ
	% de particules arrêtées	98,8% pour 0,1 μ	
Résistance du passage à l'air		1,23mm d'H ₂ O	
Type d'attaches		Elastiques	Rubans
Couleur du masque		bleu	vert