



x-flow™

Questions / Réponses

■ *Qu'est-ce que X.FLOW ?*

- X.Flow est le composite fluide universel

■ *Quelle est la particularité de X.FLOW ?*

- X.FLOW est présenté sous forme de compule, une compule munie d'un embout aiguille.
- Ce conditionnement plébiscité lors des évaluations apporte une grande précision, un dosage maîtrisé et un grand confort de manipulation.

■ *Pourquoi X.FLOW est-il universel ?*

- Car il est parfaitement adapté à toutes les applications dans lesquelles un composite de faible viscosité est recherché
- Car sa compatibilité avec les matériaux photopolymérisables les plus courants a été prouvée

■ *Quelles sont les applications d' X.FLOW dans le secteur postérieur?*

- Fond de cavité / liner sous un composite de plus forte viscosité. Pour parfaire l'étanchéité des cavités ou masquer les colorations dues à la corrosion de l'amalgame.
- Petites classes I ou II sans contraintes occlusales
- Scellement de puits et fissures étendus.

■ *Et en antérieur ?*

- Restaurations a minima
- Petites classes V

